


Testdatenbank


1. Lokalen Aleph-Client aufrufen

2. Menü „Aleph“: „Version Check“ anklicken



3. Den Typ „version“ mit „rdatest“ überschreiben

4. „Typ ändern“ anklicken




5. Es werden Daten zur Aktualisierung angeboten
→ den Button „Alle“ anklicken (es werden alle Daten aktualisiert)

6. Fenster schließen

7. Wichtig:
noch einmal im Aleph-Menü „Version Check“ anklicken,
Typ „rdatest“ mit „version“ überschreiben
Button „Typ ändern“ anklicken, Fenster mit x (rechts oben) schließen

[Punkt 7 muss ausgeführt werden, damit der Aleph-Client
seine regulären Updates bekommt!]

8. Die RDA-Testlibrary müsste jetzt aufgeführt sein.



Suche:

mit der üblichen Kennung möglich, ein Ummelden ist nicht erforderlich;
wählen Sie als Datenbank „RDA-Titeldaten“ aus.

Beispielaufnahmen:

- wse=RDAMuster2015* (Aufnahmen sind in Feld 078q gekennzeichnet)
- tit=UBR01 KEE BW* (Basiswissen RDA)
- tit=UBR01 KEE DNB* (DNB-Beispielsammlung)

Katalogisieren:

- mit der „RDA01 - RDA Testlibrary“ verbinden
(Menü „Aleph“ - „Verbinden mit ...“ oder rechts unten, Tempelsymbol mit rechter Maustaste anklicken)
- Schlüsselsymbol rechts unten mit rechter Maustaste anklicken,
„Passwort temporär überschreiben“ anklicken,
Benutzername „rdatest“ und Passwort eingeben.

Erst nach dem Ummelden ist es möglich, in der Testdatenbank erstellte Aufnahmen abzuspeichern!

Kennzeichnen der Testaufnahmen:

Damit Sie genau Ihre Aufnahme(n) auch wiederfinden, empfiehlt es sich, am Anfang des Sachtitels

UBR01 + [ein persönliches Kürzel]

einzugeben, bevor der Sachtitel beginnt,

z.B. „**UBR01 CM** Geschichte der Stadt Regensburg“.